

DiaMed Journal

Genossenschaft für Leistungen im Bereich der
Diabetes- und Stoffwechselheilkunde eG

DiaMed

in Kooperation mit

SIEMENS

HbA1c in Laborqualität direkt in Ihrer Praxis
Ein HbA1c in Laborqualität und in guter Übereinstimmung
mit den Blutzuckerwerten Ihrer Patienten?
Mit DCA Vantage ist das möglich!



Kurzvorstellung des DCA Vantage:

- ✓ HbA1c aus Kapillar- oder EDTA Blut
- ✓ Nur 1µl Blut benötigt
- ✓ HbA1c in % und mmol/mol
- ✓ Angabe des eAG
- ✓ Einfachste Handhabung
- ✓ Interner Drucker zum Befunddruck
- ✓ Interner Barcodescanner erfasst Chargendaten, Testtyp und Kalibrationskurven
- ✓ Einfache Vernetzung mittels eigener Vernetzungssoftware an Ihre Praxis EDV
- ✓ Automatische Übertragung der Patientenergebnisse an die EDV

Vorteile • Leistungen im Überblick • Preise und Bestellung

Warum vertrauen seit 1996 weltweit so viele Praxen und Kliniken auf DCA Systeme?

- Hervorragende Qualität der HbA1c Ergebnisse und Vergleichbarkeit
- Exzellente Korrelation zu Referenzmethoden im CAP Survey (www.ngsp.org/CAPdata.asp)
- Einfach durchzuführende Analyse aus nur 1µl Kapillarblut
- Ohne Probenvorbereitung, Kassetten gebrauchsfertig
- HbA1c in nur 6 Minuten verfügbar

IFCC Task Force entwickelt in 2015 neues Modell zur Definition neuer Qualitätsziele für HbA1c innerhalb und zwischen Laboren / Praxen* - aus 26 Methoden und davon 12 POC Systemen war DCA Vantage das einzige POC System welches die Mindestanforderung erfüllt

*Clinical Chemistry 61:5; 752-759 (2015) Investigation of 2 Models to Set and Evaluate Quality Targets for HbA1c: Biological Variation and Sigma-Metrics

Einfache Bedienung – schnelle zuverlässige Ergebnisse

In nur wenigen Schritten zum HbA1c:



1 Patientenfinger desinfizieren und stechen.



2 Nur 1µl Blut mit der Kapillare aufnehmen und Kapillare in die Reagenzkassette einsetzen.



3 Reagenzkassette am System scannen und einsetzen.



4 Klappe am System schließen. Der Test startet automatisch. Das Ergebnis ist nach 6 min. verfügbar.

Mir ist bekannt und ich willige ausdrücklich ein, dass die DiaMed eG meine Daten verarbeitet, Art. 4 DSGVO, und zum Zwecke der Anbahnung eines Vertragsverhältnisses an das genannte Unternehmen weiterleitet. Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass die DiaMed e.G. meine Daten zur Information per E-Mail oder für Newsletter bzw. sonstige fachbezogene Werbung nutzt, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Meine Rechte als Betroffene/r sind mir bekannt. Weitere Hinweise zum Datenschutz und die Datenschutzerklärung der DiaMed eG finde ich auf der Homepage unter www.diamed-eg.de.

Abrechnungsmöglichkeiten

HbA1c Bestimmung mit dem Siemens DCA Vantage

	EBM		GÖA		
	Ziffer	Betrag	Ziffer	1,0-fach	1,15-fach
Siemens DCA Vantage					
HbA1c	32094	4,00 €	3561	11,66 €	13,41 €

Ihr Rundum-Sorglos Paket mit dem DCA Vantage von Siemens

Ein Preis

beinhaltet Reagenz, Systemnutzung und Service

Reagenzverfügbarkeit

Durch automatische Belieferung immer ausreichend Reagenz in der Praxis

Service Hotline

für alle Fragen rund um DCA und HbA1c wochentags für Sie erreichbar

Systemverfügbarkeit

Zusendung eines Ersatzgeräts im Servicefall reduziert Ausfallzeiten

Beste Qualität und Service für Ihre Patienten - da Sie mit einem DCA Vantage in Ihrer Praxis arbeiten



Angebotsdetails

- ▶ Automatische Belieferung der Arztpraxen im vereinbarten Lieferrhythmus
- ▶ Sonderbestellungen jederzeit möglich
- ▶ Reagenz kann ungekühlt bis zu 3 Monate in der Praxis gelagert werden
- ▶ Zweitsystem: Inklusive in Variante Nutzung ab 250 Packungen HbA1c Reagenz (2.500 Analysen) pro Jahr
- ▶ Service-Konzept (ServiceLine Montag bis Freitag erreichbar, Problemlösung direkt am Telefon, Ersatzsystem vor Ort in 24 Stunden, geringe Ausfallzeiten)

Bestellformular – Faxantwort Fax Nr. 07321 9469140

Das folgende Angebot gilt ausschließlich für die Mitglieder des BVND und/oder der DiaMed eG

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und schicken Sie es per Post oder Fax an:

DiaMed eG Geschäftsstelle, c/o med info GmbH, Hainenbachstraße 25, 89522 Heidenheim

	Listenpreise	Diamed eG - Mitglieder		BVND - Mitglieder	
		Nutzung	Barkauf	Nutzung	Barkauf
DCA Vantage	2.666,73 EUR	incl	1.800,00 EUR	incl.	2.000,00 EUR
ab 100 Packungen		31,00 EUR	28,90 EUR	33,00 EUR	31,50 EUR
Bestellung	39,65 EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ab 150 Packungen		28,90 EUR	27,10 EUR	31,00 EUR	30,00 EUR
Bestellung	39,65 EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ab 250 Packungen**		27,50 EUR	25,80 EUR	29,50 EUR	28,50 EUR
Bestellung	39,65 EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qualitätskontrollen***	69,23 EUR	incl.	exkl.	incl.	exkl.
Service	452,00 EUR	incl.	exkl.	incl.	exkl.

* Packungen pro Jahr DCA HbA1c Reagenz 6162000, 10 Tests pro Packung

** 2 Systeme bei Nutzungsvariante: 1 x neu, 1 x refurb

*** 2 Packungen pro Jahr

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Vertragspartner ist die Siemens Healthcare Diagnostics GmbH

Ein Vertragsverhältnis kommt erst nach Unterzeichnung des Leih- oder Kaufvertrages zustande.

- Ich bin bereits DCA-Anwender und möchte von der Einkaufsaktion profitieren.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf
- Ich bin Mitglied des Bundesverbandes Niedergelassener Diabetologen (BVND).
- Ich möchte Mitglied des BVND werden. Bitte lassen Sie mir den Antrag zukommen.
- Ich bin Mitglied der DiaMed eG.
- Ich möchte Mitglied der DiaMed eG werden. Bitte lassen Sie mir den Antrag zukommen.

 Titel, Vorname, Familienname

 Praxisanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

 Praxis-Telefon

 Praxis-Fax

 Datum, Unterschrift

Praxisstempel

Impressum

Herausgeber: DiaMed eG • Genossenschaft für Leistungen im Bereich der Diabetes- und Stoffwechsellheilkunde eG • Geschäftsstelle c/o med info GmbH • Hainenbachstr. 25
 89522 Heidenheim • Tel.: 07321 9469190 • Fax: 07321 9469183 • mail@bvnd.de • www.bvnd.de • Vorstand: Stephan A. Schreiber, Dr. Gerhard Klausmann, Frank Wallbrecht • Vorsitzende
 des Aufsichtsrates: Dr. Eva-Maria Fach • Bankverbindung: Kreissparkasse Heidenheim • BLZ 632 500 30 • Konto 46032465 • IBAN: DE76 6325 0030 0046 0324 65 • BIC: SOLADE51HDH
 Register: Genossenschaftsregister Ulm: Gnr 720081 • Ust-IdNr.: DE293378337 • Steuernr.: 64104/00781 • Bildnachweise: Siemens Healthcare Diagnostics GmbH