

Ihr Rundum Sorglos Paket mit Atellica DCA (Mietvertrag)

- 5 **Ein Preis**
beinhaltet Reagenz, Systemnutzung und Service
- 5 **Reagenzverfügbarkeit**
Durch automatische Belieferung immer ausreichend Reagenz in der Praxis
- 5 **Service Hotline**
für alle Fragen rund um Atellica DCA, HbA1c und Microalbumin
wochentags für Sie erreichbar
- 5 **Systemverfügbarkeit**
Zusendung eines Ersatzgeräts im Servicefall reduziert
Ausfallzeiten
- 5 **Beste Qualität und Service für Ihre Patienten**
Mit dem Atellica DCA in Ihrer Praxis



Angebotsdetails

- Automatische Belieferung der Arztpraxen im vereinbarten Lieferrhythmus
- Einfache Bestellungen über den Axonlab AG Webshop
- Reagenz kann ungekühlt bis zu 2 Monate in der Praxis gelagert werden
- Zweitsystem: Inklusive in Variante Nutzung ab 300 Packungen HbA1c Reagenz (2.500 Analysen) pro Jahr
- Service-Konzept (Serviceline Montag bis Freitag erreichbar, Problemlösung direkt am Telefon, Austauschsystemkonzept, geringe Ausfallzeiten)
- Vertragspartner ist die Axon Lab AG
- Persönliche Betreuung durch Ihren Axon Lab Mitarbeiter

Mir ist bekannt und ich willige ausdrücklich ein, dass die DiaMed eG meine Daten verarbeitet, Art. 4 DSGVO, und zum Zwecke der Anbahnung eines Vertragsverhältnisses an das genannte Unternehmen weiterleitet. Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass die DiaMed e.G. meine Daten zur Information per E-Mail oder für Newsletter bzw. sonstige fachbezogene Werbung nutzt, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Meine Rechte als Betroffene/r sind mir bekannt. Weitere Hinweise zum Datenschutz und die Datenschutzerklärung der DiaMed eG finde ich auf der Homepage unter www.diamed-eg.de.

Impressum

Herausgeber: DiaMed eG • Genossenschaft für Leistungen im Bereich der Diabetes- und Stoffwechselheilkunde eG • Geschäftsstelle c/o med info GmbH • Hainenbachstr. 25 89522 Heidenheim • Tel.: 07321 9469114 • Fax: 07321 9469140 • info@diamed-eg.de • www.diamed-eg.de • **Vorstand:** Dr. Thomas Scholz, Dr. Gerhard Klausmann, Toralf Schwarz, Frank Wallbrecht, **Vorsitzender des Aufsichtsrates:** Dr. Nikolaus Scheper • **Bankverbindung:** Kreissparkasse Heidenheim • BLZ 632 500 30 • Konto 46032465 • IBAN: DE76 6325 0030 0046 0324 65 • BIC: SOLADES1HDH • **Register:** Genossenschaftsregister Ulm: Gnr 720081 • Ust-IdNr.: DE293378337 • Steuernr.: 64104/00781 **Bildnachweis:** Siemens Healthcare Diagnostiks GmbH

Bestellformular für den Atellica DCA Analyzer

	SMN	Listenpreise	Diamed eG - Mitglieder		Bestellung
			Mietvertrag ¹	Kaufvertrag	
Atellica DCA Analysesystem	11419267	3.000,00 EUR	incl.	1.980,00 EUR	
HbA1c Reagenz* ab 100 Packungen	10888771	45,78 EUR	34,34 EUR	31,94 EUR	
HbA1c Reagenz* ab 150 Packungen	10888771	45,78 EUR	32,16 EUR	29,98 EUR	
HbA1c Reagenz* ab 250 Packungen**	10888771	45,78 EUR	31,07 EUR	28,56 EUR	
HbA1c Kontroll-Kit***	11317549	125,35 EUR	incl.	77,46 EUR	
Mikroalbumin Reagenz****	10888779	74,32 EUR		62,50 EUR	
Mikroalbumin Kontroll-Kit	10325406	81,55 EUR		77,45 EUR	
Mobiler Thermodrucker	10736438	839,00 EUR		625,00 EUR	
Service		450,00 EUR	incl.	395,00 EUR	

Die aufgeführten Konditionen gelten ausschließlich für Atellica DCA - Neukunden.

¹ Mietvertrag mit einer Vertragslaufzeit von 5 Jahren.

* Packungen pro Jahr Atellica DCA Reagenz 10888771, 10 Tests pro Packung

** 2 Systeme bei Nutzungsvariante: 1 x neu, 1 x refurb

*** 6 Packungen pro Jahr

**** 10 Tests pro Packung

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt

Ein Vertragsverhältnis kommt erst nach Unterzeichnung des Miet- oder Kaufvertrages zustande.

Vertriebspartner:

Axon Lab AG; Heinrich-Otto-Straße 1;
D-73262 Reichenbach/Stuttgart
Tel: +49 7153 9226-0; Fax: +49 7153 9226-22;
Mail: bestellung@axonlab.de

Ansprechpartner:

DiaMed eG; c/o med info GmbH; Hainenbachstraße 25;
89522 Heidenheim
Tel: +49 7321 94691-11; Fax: +49 7321 94691-40;
Mail: info@diamed-eg.de

- ☐ Ich bin bereits DCA-Anwender und möchte von der Einkaufsaktion profitieren.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.
- ☐ Ich wünsche einen Demo-Termin in meiner Praxis. Bitte rufen Sie mich an.
- ☐ Ich wünsche auch Informationen bei einem höheren Probendurchsatz zum ADAMs System für meine Praxis. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.
- ☐ Ich bin Mitglied der DiaMed eG.
- ☐ Ich möchte Mitglied der DiaMed eG werden. Bitte lassen Sie mir den Antrag zukommen.

Titel,Vorname, Name _____

Praxisanschrift _____

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) _____

Telefonnummer _____ Faxnummer _____

Datum, Unterschrift _____

Praxisstempel

DiaMed

Von Diabetologen
für Diabetologen

Journal

DIAMED

in Kooperation mit

Axonlab

connecting ideas

Atellica DCA Analyzer

Neue Wege in der Diabetes Diagnostik und Therapie

- Zukunftssicher durch Einhaltung der verschärften RiLiBÄK-Vorgaben-

Atellica DCA revolutioniert die DCA Produktlinie mit HbA1c
in der Diabetologischen Schwerpunktpraxis

Axonlab als starker Vertriebs- und Servicepartner für Diabetologische Schwerpunktpraxen

» Axonlab steht Ihnen als kompetenter Exklusiv- Partner rund um dem Atellica DCA Analyzer | Siemens Healthcare GmbH zur Seite



» Was wir bieten.

Personalisierte Lösungen und höchstes Prozess-Knowhow über die gesamte Leistungskette hinweg. Und das seit über 30 Jahren.

» Was uns antreibt.

Wir verbinden innovative Technologie, Wissen und Ideen in personalisierten Services, um für Fachpersonen und Patienten in ganz Europa einen Mehrwert zu schaffen.

» Für die Menschen

Bei uns steht immer der Mensch im Mittelpunkt – Sie als Kunde, Ihre Patienten, unsere Mitarbeitenden, die Gesellschaft.

» Warum Sie mit uns arbeiten sollten.

Weil es sich lohnt – auf allen Ebenen, diagnostisch, ökonomisch, partnerschaftlich. Wir verbinden personalisierte Geschäftsmodelle und innovative Lösungen mit individuellem Service. In allen unseren Geschäftsbereichen.

Special Kombi- Aktion für DiaMed eG Mitglieder

HbA1c + Urin-/Mikroalbumin- Diagnostik

Profitieren Sie als ADAMS HA-8180 Anwender über 10 % Rabatt auf die Urin-/Mikroalbumin- Diagnostik mit dem Uriflet S11 UA Teststreifen von Axonlab.

Atellica DCA Analyzer

Kompakt. Mobil. Skalierbar. Individuell.

Skalierbar und vernetzt
Bis zu drei Test-Module über ein zentrales Display verbinden und betreiben und Ergebnisse sicher per BLUETOOTH, drahtlos oder kabelgebunden übertragen – für eine nahtlose Datenübertragung an Ihr Praxis System via Siemens Schnittstellenkonverter.

Flexible Abläufe
Patienten-IDs verlinken und überall dort auf Ergebnisse zugreifen, wo sie benötigt werden.

Kompakt und mobil
Dank der kompakten Bauweise, des geringen Gewichts und des integrierten Griffs kann das System mühelos an seinen Aufbewahrungsort oder direkt zum Patienten gebracht werden.




Zuverlässigkeit
Mehr integrierte Sicherheitsfunktionen, basierend auf über 25 Jahren bewährter Leistung.

Sichere Reagenzien
Bekanntes Testkassetten Format bei Raumtemperatur lagerfähig, kein kalibrieren oder scannen der Testkassette vor Testbeginn mehr notwendig.

Schnelle Analyse
Messzeit von nur 5 Minuten für HbA1c Analyse ohne Probenvorbereitung, Albumin / Kreatinin in nur 7 Minuten.

Drei einfache Schritte bis zum HbA1c Ergebnis




Atellica DCA Analyzer

Vertrauen und Zuverlässigkeit

Atellica DCA liefert Ergebnisse in Laborqualität dank unserer seit > 30 Jahren bewährten Technologie

Das Atellica DCA Analysesystem korreliert hervorragend mit Ergebnissen der Tosoh-G8-Labormethode.

- Keine klinisch signifikanten Interferenzen durch häufige Hämoglobin-Varianten bei HbA1c-Messungen
- Der Atellica DCA HbA1c-Test wird nicht durch hämolysierte Proben verfälscht und kann zur Reduzierung präanalytischer Fehler beitragen



Integrierte Sicherheitsfunktionen

Die Auto-Checks® Technologie gewährleistet eine präzise Probenverarbeitung und zuverlässige Ergebnisse, während integrierte Funktionen zur Risikominimierung die nötigen Voraussetzungen für erfolgreiche Audits bieten. Gebrauchsfertige Flüssigkontrollen tragen zur Vermeidung präanalytischer Fehler bei. Sicherheitsfunktionen zum Schutz von Patientendaten.

- Keine Übertragung von Patientendaten zwischen Display und Modul
- Benutzerzugriffskontrolle unterbindet eine Verwendung durch unbefugte Benutzer
- Benutzersperre nach fünf fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen
- TLS-Verschlüsselung schützt vor Cybersicherheitsrisiken
- USB-Debugging-Port ist deaktiviert
- Manuell exportierte Daten sind passwortgeschützt

Intuitive Benutzeroberfläche

Die einfache Bedienung und die intuitive Benutzeroberfläche reduzieren die Wahrscheinlichkeit von Bedienerfehlern, sorgen für ein verbessertes Nutzererlebnis und verringern den Schulungsaufwand.



Atellica DCA Analyzer

Abrechnungsmöglichkeiten

	EBM		GÖA		
	Ziffer	Betrag	Ziffer	1,0-fach	1,15-fach
Siemens Atellica DCA					
HbA1c	32094	4,00 €	3561	11,66 €	13,41 €
Microalbumin	21135	1,55 €	3736	6,99 €	8,04 €


Service-Konzept

- Austauschsystemkonzept
- Problemlösung direkt am Telefon
- geringe Ausfallzeiten
- Serviceline Montag bis Freitag erreichbar:
Tel.: 0800 011 88 11
E-Mail: helpline@axonlab.com

Qualitätskontrollmanagement

Durchführung von Qualitätskontrollen am Atellica DCA nach RiliBÄK 2019*

- Klassifikation als Unit-use Reagenz
- Es ist mindestens einmal wöchentlich eine Kontrollprobeneinzelmessung durchzuführen
- Die Bewertung erfolgt nach den von den Richtlinien der Bundesärztekammer neuen, definierten zulässigen Messabweichungen:
 - HbA1c: $\pm 3 \%$ vom Herstellerzielwert
 - Neue reduzierte Messabweichung von 3% bindend ab Dezember 2023
 - Achten Sie darauf, ob Ihr HbA1c Analysesystem diese neuen Grenzen erfüllen kann
 - Atellica DCA erfüllt die neuen Anforderungen und wird Sie aufgrund seiner hohen Präzision auch langfristig gesehen in der Erfüllung der RiliBÄK unterstützen können



*Vollständige Version der RiliBÄK 2019:

https://www.bundesärztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/QS/Rili_BAEK_Qualitaetssicherg_laboratoriumsmedUntersuchungen_2019.pdf