

Ihr Rundum Sorglos Paket mit Atellica DCA (Mietvertrag)

- Ein Preis**
 beinhaltet Reagenz, Systemnutzung und Service
- Reagenzverfügbarkeit**
 Durch automatische Belieferung immer ausreichend Reagenz in der Praxis
- Service Hotline**
 für alle Fragen rund um Atellica DCA, HbA1c und Microalbumin wochentags für Sie erreichbar
- Systemverfügbarkeit**
 Zusendung eines Ersatzgeräts im Servicefall reduziert Ausfallzeiten
- Beste Qualität und Service für Ihre Patienten**
 Mit dem Atellica DCA in Ihrer Praxis



Angebotsdetails

- Automatische Belieferung der Arztpraxen im vereinbarten Lieferrhythmus
- Sonderbestellungen jederzeit möglich
- Reagenz kann ungekühlt bis zu 2 Monate in der Praxis gelagert werden
- Zweitsystem: Inklusive in Variante Nutzung ab 250 Packungen HbA1c Reagenz (2.500 Analysen) pro Jahr
- Service-Konzept (Serviceline Montag bis Freitag erreichbar, Problemlösung direkt am Telefon, Austauschsystemkonzept, geringe Ausfallzeiten)
- Vertragspartner ist die Axon Lab AG im Auftrag von Siemens Healthcare GmbH
- Persönliche Betreuung durch Ihren Axon Lab Mitarbeiter

Mir ist bekannt und ich willige ausdrücklich ein, dass die DiaMed eG meine Daten verarbeitet, Art. 4 DSGVO, und zum Zwecke der Anbahnung eines Vertragsverhältnisses an das genannte Unternehmen weiterleitet. Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass die DiaMed eG meine Daten zur Information per E-Mail oder für Newsletter bzw. sonstige fachbezogene Werbung nutzt, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Meine Rechte als Betroffene/r sind mir bekannt. Weitere Hinweise zum Datenschutz und die Datenschutzerklärung der DiaMed eG finde ich auf der Homepage unter www.diamed-eg.de.

Impressum

Herausgeber: DiaMed eG • Genossenschaft für Leistungen im Bereich der Diabetes- und Stoffwechsellkunde eG • Geschäftsstelle c/o med info GmbH • Hainebachstr. 25 89522 Heidenheim • Tel.: 07321 9469114 • Fax: 07321 9469140 • info@diamed-eg.de • www.diamed-eg.de • **Vorstand:** Dr. Thomas Scholz, Dr. Gerhard Klausmann, Toralf Schwarz, Frank Wallbrecht; **Vorsitzender des Aufsichtsrates:** Dr. Nikolaus Scheper • **Bankverbindung:** Kreissparkasse Heidenheim • BLZ 632 500 30 • Konto 46032465 • IBAN: DE76 6325 0030 0046 0324 65 • BIC: SOLADES1HDH • **Register:** Genossenschaftsregister Ulm: GNR 720081 • Ust-IdNr.: DE293378337 • Steuernr.: 64104/00781
Bildnachweis: Siemens Healthcare Diagnostik GmbH

Bestellformular für den Atellica DCA Analyzer



	SMN	Listenpreise	Diamed eG - Mitglieder		Bestellung
			Leihvertrag	Kaufvertrag	
Atellica DCA Analyzesystem	11419267	3.000,00 EUR	incl.	1.980,00 EUR	
HbA1c Reagenz* ab 100 Packungen	10888771	42,00 EUR	31,50 EUR	29,30 EUR	
HbA1c Reagenz* ab 150 Packungen	10888771	42,00 EUR	29,50 EUR	27,50 EUR	
HbA1c Reagenz* ab 250 Packungen**	10888771	42,00 EUR	28,50 EUR	26,20 EUR	
HbA1c Kontroll-Kit***	11317549	115,00 EUR	incl.	71,81 EUR	
Mikroalbumin Reagenz****	10888779	68,18 EUR		59,98 EUR	
Mikroalbumin Kontroll-Kit	10325406	74,81 EUR		71,06 EUR	
Mobiler Thermodrucker	10736438	660,40 EUR		550,00 EUR	
Service		400,00 EUR	incl.	345,00 EUR	

Für Kunden mit einem bestehenden DCA Nutzungsvertrag werden die Konditionen bei einem Atellica DCA Neuvertrag über die Axon Lab AG im 1. Jahr unverändert übernommen, hier gelten die bestehenden Preise. Die neuen Preise gelten ab dem 2. Vertragsjahr.

* Packungen pro Jahr Atellica DCA Reagenz 10888771, 10 Tests pro Packung

** 2 Systeme bei Nutzungsvariante: 1 x neu, 1 x refurb

*** 6 Packungen pro Jahr

**** 10 Tests pro Packung

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Vertragspartner ist die Axon Lab AG Deutschland

Ein Vertragsverhältnis kommt erst nach Unterzeichnung des Miet- oder Kaufvertrages zustande.

- Ich bin bereits DCA-Anwender und möchte von der Einkaufsaktion profitieren. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.
- Ich wünsche einen Demo-Termin in meiner Praxis. Bitte rufen Sie mich an.
- Ich bin Mitglied der DiaMed eG.
- Ich möchte Mitglied der DiaMed eG werden. Bitte lassen Sie mir den Antrag zukommen.

Titel,Vorname, Name _____

Praxisanschrift _____

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) _____

Telefonnummer _____ Faxnummer _____

Datum, Unterschrift _____

Praxisstempel

DiaMed

Von Diabetologen
für Diabetologen

Journal

in Kooperation mit

Siemens Healthcare GmbH

und

connecting ideas

Atellica DCA Analyzer Neue Wege in der Diabetes Diagnostik und Therapie

Atellica DCA revolutioniert die DCA Produktlinie
mit HbA1c in der Diabetologischen Schwerpunktpraxis



- » **Reduzierte Messzeit: 4 Minuten für HbA1c**
- » **Präzise Diagnostik:** größere Genauigkeit und hohe Präzision unterstützen Sie spielend bei der Einhaltung der neuen und enger gefassten RiliBÄK Messbereiche für die Qualitätskontrollen
- » **Klein und Handlich:** geringerer Platzbedarf und geringeres Gewicht als DCA Vantage
- » **Einfach einfach:** Selbsterklärende und intuitive HbA1c-Analyse aus nur 1µl Kapillarblut ohne Probenvorbereitung



Atellica DCA Analyzer Kompakt. Mobil. Skalierbar. Individuell.

Skalierbar und vernetzt

Bis zu drei Test-Module über ein zentrales Display verbinden und betreiben und Ergebnisse sicher per BLUETOOTH, drahtlos oder kabelgebunden übertragen – für eine nahtlose Datenübertragung an Ihr Praxis System via Siemens Schnittstellenkonverter.

Flexible Abläufe

Patienten-IDs verlinken und überall dort auf Ergebnisse zugreifen, wo sie benötigt werden.

Kompakt und mobil

Dank der kompakten Bauweise, des geringen Gewichts und des integrierten Griffs kann das System mühelos an seinen Aufbewahrungsort oder direkt zum Patienten gebracht werden.



Zuverlässigkeit

Mehr integrierte Sicherheitsfunktionen, basierend auf über 25 Jahren bewährter Leistung.


Sichere Reagenzien

Bekanntes Testkassetten Format bei Raumtemperatur lagerfähig, kein kalibrieren oder scannen der Testkassette vor Testbeginn mehr notwendig.

Schnelle Analyse

Messzeit von nur 4 Minuten für HbA1c Analyse ohne Probenvorbereitung, Albumin / Kreatinin in nur 7 Minuten.

Drei einfache Schritte bis zum HbA1c Ergebnis



Optionale Patientendaten können während des Testlaufs eingegeben werden.

Testkassette in das Modul einsetzen

Pufferlasche ziehen

Kassettenfachklappe schließen


Ergebnis in nur 4 Minuten verfügbar!

Atellica DCA Analyzer Vertrauen und Zuverlässigkeit

Atellica DCA liefert Ergebnisse in Laborqualität dank unserer seit > 30 Jahren bewährten Technologie

Das Atellica DCA Analysesystem korreliert hervorragend mit Ergebnissen der Tosoh-G8-Labormethode.

- Keine klinisch signifikanten Interferenzen durch häufige Hämoglobin-Varianten bei HbA1c-Messungen
- Der Atellica DCA HbA1c-Test wird nicht durch hämolysierte Proben verfälscht und kann zur Reduzierung präanalytischer Fehler beitragen



Integrierte Sicherheitsfunktionen

Die Auto-Checks® Technologie gewährleistet eine präzise Probenverarbeitung und zuverlässige Ergebnisse, während integrierte Funktionen zur Risikominimierung die nötigen Voraussetzungen für erfolgreiche Audits bieten.

Gebrauchsfertige Flüssigkontrollen tragen zur Vermeidung präanalytischer Fehler bei. Sicherheitsfunktionen zum Schutz von Patientendaten.

- Keine Übertragung von Patientendaten zwischen Display und Modul
- Benutzerzugriffskontrolle unterbindet eine Verwendung durch unbefugte Benutzer
- Benutzersperre nach fünf fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen
- TLS-Verschlüsselung schützt vor Cybersicherheitsrisiken
- USB-Debugging-Port ist deaktiviert
- Manuell exportierte Daten sind passwortgeschützt

Intuitive Benutzeroberfläche

Die einfache Bedienung und die intuitive Benutzeroberfläche reduzieren die Wahrscheinlichkeit von Bedienerfehlern, sorgen für ein verbessertes Nutzererlebnis und verringern den Schulungsaufwand.



Atellica DCA Analyzer Abrechnungsmöglichkeiten

	EBM		GÖA		
	Ziffer	Betrag	Ziffer	1,0-fach	1,15-fach
Siemens Atellica DCA					
HbA1c	32094	4,00 €	3561	11,66 €	13,41 €
Microalbumin	21135	1,55 €	3736	6,99 €	8,04 €


Service-Konzept

- Austauschsystemkonzept
- Problemlösung direkt am Telefon
- geringe Ausfallzeiten
- Serviceline Montag bis Freitag erreichbar:
Tel.: 0800 011 88 11
E-Mail: helpline@axonlab.com

Qualitätskontrollmanagement

Durchführung von Qualitätskontrollen am Atellica DCA nach RiliBÄK 2019*

- Klassifikation als Unit-use Reagenz
- Es ist mindestens einmal wöchentlich eine Kontrollprobeneinzelmessung durchzuführen
- Die Bewertung erfolgt nach den von den Richtlinien der Bundesärztekammer neuen, definierten zulässigen Messabweichungen:
 - HbA1c: $\pm 5\%$ vom Herstellerzielwert
 - Neue reduzierte Messabweichung bindend ab Dezember 2021 für alle Hersteller und Betreiber
 - Achten Sie darauf, ob Ihr HbA1c Analysesystem diese neuen Grenzen erfüllen kann
 - Atellica DCA erfüllt die neuen Anforderungen und wird Sie aufgrund seiner hohen Präzision auch langfristig gesehen in der Erfüllung der RiliBÄK unterstützen können



*Vollständige Version der RiliBÄK 2019:

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/QS/Rili_BAEK_Qualitaetssicherg_LaboratoriumsmedUntersuchungen_2019.pdf